

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA SHEET (TDS)



Hospital & Critical Area Disinfectant



Limpiador desinfectante
Concentrado de base cuaternaria,
grado hospitalario.

Limpia, desinfecta y desodoriza en un solo paso. Reduce la incidencia de infecciones nosocomiales. No contiene alcohol y no es inflamable.

Cualidades

- Tuberculocida.
- Virucida contra HBV, HCV, Canine Parvovirus, HIV, Poliovirus, Corona Virus (COVID-19) y otros.
- Bactericida contra E. Coli 0157:H7, VISA, MRSA y VRE.
- Efectivo en presencia de residuos orgánico (5% blood serum).

Versatilidad

- Puede usarse en cualquier superficie dura, no porosa.
- Para uso en Hospitales, Centros de Cuidado, Oficinas Médicas y otros.
- Completamente biodegradable.

Seguro para uso

- Registrado con EPA
- No contiene silicatos, fosfatos ni butyl cellosolve.
- Registrado en California.

Para uso en:

- Hospitales
- Centros de Cuidado
- Oficinas Médicas
- Clínicas

Hospital & Critical Area Disinfectant

Hospital & Critical Area Disinfectant es un producto concentrado diseñado para limpieza y desinfección en hospitales y áreas de cuidado. Utilice este producto no abrasivo para eliminar rápidamente patógenos, tizne, moho, hongo y otros tipos comunes de sucio en hospitales, hogares de ancianos, escuelas y universidades, consultorios médicos, funerarias, clínicas veterinarias y tiendas de mascotas.



Instrucciones de uso

Dilución: 1:64

Una botella produce 64 galones (242 Litros) de solución desinfectante. Puede preparar una solución para uso con botellas atomizadoras.

Para utilizarlo como limpiador/desodorante general

- Sostenga la botella en posición vertical.
- Rocíe uniformemente sobre la superficie.
- Frote la superficie con un paño, esponja o toalla de papel limpia.
- Para áreas muy cargadas de suciedad y manchas fuertes, permita que la solución permanezca sobre la superficie durante más tiempo antes de frotar.

Para utilizarlo como limpiador/desinfectante

- Aplique uniformemente sobre la superficie.
- Asegúrese de mojar bien todas las superficies.
- Deje que la solución permanezca en la superficie durante cinco minutos.
- Frote la superficie con un paño, esponja o toalla de papel limpia.
- En lugares muy cargados de suciedad, limpie la superficie bien a fondo antes de su desinfección.

Al desinfectar superficies que están en contacto con alimentos, estas deben enjuagarse con agua potable. Este producto no debe utilizarse para limpiar utensilios, cristalería y platos.

Especificaciones Químicas

Propiedad	
Apariencia	Líquido
Color	Rosa
Punto de inflamación	No flamable
pH	11.7
Fragancia	Floral
Solubilidad en agua	Completa
Densidad Relativa	1.07
Registro EPA	1839-95-81974

Empaques disponibles

Código	Descripción/Empaque
D10092	Caja de 4 botellas de 3.8 L/128 oz.

Seguridad

Asegúrese que sus empleados lean y entiendan tanto la hoja de seguridad (SDS) como la etiqueta del producto antes de usar. La etiqueta contiene información sobre el uso correcto, advertencias de peligro, precauciones y procedimientos de primeros auxilios. Los SDS están disponibles en inglés y español en www.gascoindustrial.com, con su representante de servicio o llamándonos al tel. 787.737.4000

Para información adicional, comuníquese con nosotros al 1.787.737.4000 ó visítenos en www.gascoindustrial.com
Gascó Industrial Corp
PO Box 1360 Gurabo PR 00778, EE. UU.
Todos los derechos reservados.

Clasificación de Peligros

HMIS**		NFPA*
2	Salud	2
0	Flamabilidad	0
0	Reactividad	0

4 = muy alta, 3 = alta, 2 = Moderada, 1=ligera, 0=Insignificante

**Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS) de los EE. UU.

* Agencia Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) de los EE. UU.